

PCR検査の受検にあたっての留意事項【通所系・訪問系】

1 回収日 10 時までの準備について

検体は 4℃以下の環境で保管しておいてください

検査の精度を保つため、検体は採取から回収までの間、4℃以下の環境で保管する必要があります。事業所においてクーラーバッグや冷蔵庫等をご準備いただき、適切に保管していただきますようお願いいたします。

回収日当日の 10 時までにリストと検体の照合をしておいてください

受検者リストと検体の数が違う事例が多く見られます

主な原因としては、

- ・従事者から提出されたと思っていたが実際には提出を受けていない
- ・受検者リストに同じ人が 2 回記載されている
- ・検体の一部を別の場所に保管している

検体受け渡し時の確認の際に、受検希望数と実際の検体の数が合わない場合であっても、配送のタイムスケジュール上、配送スタッフを待機させることはできません。必ず事前に照合作業を行っておいてください。

2 検体受け渡し時の検体数の確認について

事業所等職員と配送スタッフの双方での検体数の確認をお願いします

回収時には受け渡しを行う検体の数を事業所等職員と配送スタッフの双方での確認をお願いします。この数の確認は必ず必要な手続きとなります。

検体を数えるスペースの確保にご協力ください

検体を数えるスペース（受け渡し場所が屋外の場合、一時的に使う簡易な机や大きめの段ボール等）の確保についてご協力をお願いします。

検体を数えやすいようにクリップでまとめる等のご協力をお願いします

検体数が多い場合は特に数の確認に時間を要しますので、あらかじめ検体を入れているチャック付きバックを 5 個又は 10 個ずつクリップ等でまとめていただきますようお願いいたします。

3 その他

新型コロナウイルス感染症の診断をされた方の受検はご注意ください

新型コロナウイルス感染により療養中の方はもちろん、これまでに新型コロナウイルス感染症の診断をされた方は、その発症日（診断時に無症状の場合は検体採取日）から 90 日を経過するまでの間は受検できません。

1度に複数回分の申込みをされることがないようにご協力をお願いします

勤務シフト管理の都合で従事者をグループ分けして申し込む場合等を除き、検体回収後に次回分の申込みを行ってください。

申込みの数は精査してください

検査キットが品薄となっており、一度配付した検査キットは再利用できないことから、申込検査数と実際の検体回収数に大幅な差が生じることがないように、申込みの数は精査してください。

検体回収の時間、検査キットの配送時間のお問い合わせはお控えください

回収のルートが日ごとに異なるため、検体回収日における回収時間についてはお答えできません。また、検査キットの配送は検体回収日の 2 日前夕方までに行っていますが、配送日時についてもお答えできませんので、お問い合わせは控えてください。検査を円滑に実施するため、ご協力いただきますようお願いいたします。

電話による陽性判定の伝達にご協力をお願いします

検査の結果、陽性判定者が発生した場合に、検体回収日の翌日 17 時までには陽性判定連絡を行っています。“電話をかけてもつながらない”ということがないようにしてください。特に、検体回収日の翌日が事業所休業日である場合等は、検査を受検された従事者に「電話があるかもしれない」旨を必ず伝えておいてください。

入所施設と通所・訪問系事業所の受検方法等の違いがあります

入所施設と通所・訪問系事業所では、本検査受検の流れが異なります。特に入所施設に併設する通所・訪問系事業所におかれましては、入所施設としての申込み もしくは 通所・訪問系事業所としての申込みかをご認識のうえ、受検してください。

【主な相違点】

- ・受検者リストの様式

- ・検体回収日における回収時間

入所施設は 12 時～17 時、通所・訪問系事業所は 10 時～17 時 となります。

- ・検体（チューブ）に貼り付ける付箋への記載内容

通所・訪問系事業所は事業所名の記載が必要です。

- ・陰性であった場合の連絡方法

入所施設はメール、通所・訪問系事業所はホームページ となります。