

延長され
ました！

風しんの抗体検査や予防接種を受けましょう！

★風しんの予防接種をすでに受けた方は、このクーポン券を使って抗体検査や予防接種を受けていただく必要はありません。

★風しん抗体検査をすでに受けた方は、このクーポン券を使って抗体検査を受けていただく必要はありません。

※このクーポン券は、2022年1月末現在、大阪市住民基本台帳に登録されている、1962（昭和37）年4月2日～1979（昭和54）年4月1日の間に生まれた男性にお送りしています。
すでに抗体検査・予防接種がお済みの方はご容赦ください。

※お手元に古いクーポン券（有効期限2022年3月）が残っている方は、古いクーポン券を破棄していただき、このクーポン券をご使用ください。

※大阪市から転出された方は、このクーポン券は使用できませんので、お住まいの市町村にクーポン券の再発行を依頼してください。

全国の実施医療機関や職場の定期健診などで受けられます。

無料！

①全国の実施医療機関

厚生労働省のホームページにある医療機関一覧から検索していただき、利用しやすい医療機関を選んで、直接医療機関へお申し込みください。

「風しんの追加的対策」で検索してください。

風しんの追加的対策 検索



②職場の定期健診

定期健診の機会でも受けられます。勤務先にお問い合わせください。

～抗体検査・予防接種までの流れ～

抗体検査を予約しましょう

抗体検査を受けましょう

後日、抗体検査の結果を受け取ります。

抗体なし

- ・風しんへの抵抗力がありません。
- ・風しんにかかるリスクがあります。

抗体あり

- ・風しんへの抵抗力があります。
- ・定期の予防接種の対象となりません。

予防接種を受けましょう

<抗体検査を受けるのに必要なもの>

- ・クーポン券
- ・本人確認書類※
- ※氏名・生年月日・住所がわかるもの（運転免許証、マイナンバーカードなど）

<予防接種を受けるのに必要なもの>

- ・クーポン券
- ・本人確認書類※
- ・抗体検査の結果通知
- ※氏名・生年月日・住所がわかるもの（運転免許証、マイナンバーカードなど）

★ 予防接種は、当日の体調や基礎疾患等で受けられない可能性もあります。また、接種後、副反応が発生するおそれもありますので、必ず医師と相談してください。

「風しんの追加的対策」について

- ▶ 風しんの予防接種は、現在、予防接種法に基づき公的に行われています。しかし、公的な接種を受ける機会がなかった1962（昭和37）年4月2日から1979（昭和54）年4月1日の間に生まれた男性は、**抗体保有率が他の世代に比べて低く（約80%）なっています。**
- ▶ そのため、1962（昭和37）年4月2日から1979（昭和54）年4月1日の間に生まれた男性を風しんの定期接種*の対象者とし、2022年3月までご利用いただけるクーポン券を発行していましたが、**実施期間が延長されましたので、2023年3月までご利用いただけるクーポン券をお送りします。** ※予防接種法第5条第1項の規定に基づく定期の予防接種
- ▶ 対象者の方には、まず**抗体検査**を受けていただき、抗体検査の結果、十分な量の抗体がない方は、無料で予防接種を受けることができます。

よくあるご質問

Q どうして風しんの追加的対策を実施しているのですか？

- A 風しんは、感染者の飛まつ（唾液のしぶき）などによって他の人にうつる、感染力が強い感染症です。妊娠早期の妊婦が風しんに感染すると、出生児が先天性風しん症候群（眼や耳、心臓に障害が出ること）になる可能性があります。
- 大人になって感染すると無症状～軽症のことが多いですが、まれに重篤な合併症を併発することがあります。また、無症状でも他人に風しんをうつすことがあるので、感染を拡大させないためには、社会全体が免疫を持つことが重要です。

参考 風しんの定期接種の対象となる抗体価基準一覧

測定キット名（製造販売元）	検査方法	抗体価（単位等）
風疹ウイルスHI試薬「生研」（デンカ生研株式会社）	赤血球凝集抑制法（HI法）	8倍以下（希釈倍率）
R-HI「生研」（デンカ生研株式会社）	赤血球凝集抑制法（HI法）	8倍以下（希釈倍率）
ウイルス抗体EIA「生研」ルベラIgG（デンカ生研株式会社）	酵素免疫法（EIA法）	6.0未満（EIA価）
エンザイグノストB風疹/IgG（シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社）	酵素免疫法（EIA法）	15未満（国際単位（IU）/ml）
バイダス アッセイキットRUB IgG（シスメックス・ピオメリュー株式会社）	蛍光酵素免疫法（ELFA法）	25未満（国際単位（IU）/ml）
ランピア ラテックスRUBELLA（極東製薬工業株式会社）	ラテックス免疫比濁法（LTI法）	15未満（国際単位（IU）/ml）
ランピア ラテックスRUBELLA II（極東製薬工業株式会社）	ラテックス免疫比濁法（LTI法）	15未満（国際単位（IU）/ml）
アクセス ルベラIgG（ベックマン・コールター株式会社）	化学発光酵素免疫法（CLEIA法）	20未満（国際単位（IU）/ml）
i-アッセイCL 風疹IgG（株式会社保健科学西日本）	化学発光酵素免疫法（CLEIA法）	11未満（抗体価）
BioPlex MMRV IgG（バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社）	蛍光免疫測定法（FIA法）	1.5未満（抗体価AI*）
BioPlex ToRC IgG（バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社）	蛍光免疫測定法（FIA法）	15未満（国際単位（IU）/ml）
Rubella-Gアボット（アボットジャパン株式会社）	化学発光免疫測定法（CLIA法）	15未満（国際単位（IU）/ml）

* 製造企業が独自に調整した抗体価単位

お問合せ先 大阪市保健所感染症対策課 TEL：06-6647-0656